



ABSORBIERENDE PATIENTEN- UNTERLAGE FÜR OP-LIEGEN

Als Bestandteil der CleanOp™-Produktreihe verfügt das saugfähige Spannlaken über ein elastisches Band, das eine einfache Anpassung an die meisten OP-Liegen und OP-Tische in Standardgröße ermöglicht.

Artikelnummer:	ABGS4090N-EU
Produktbezeichnung:	Absorbierende Patientenunterlage für OP-Liegen
Abmessungen:	nicht gespannt - 38.1 x 76.2 cm gespannt - 101.6 x 228.6 cm
Verpackungseinheit:	25 Stück
Verpackungsmaße:	51 x 36 x 52 cm


VERWENDUNGSZWECK

Die absorbierende CleanOp™ Patientenunterlage ist zum Abdecken von OP-Tischen und Zubehör vorgesehen.

Die Flexibilität der Unterlage in Kombination mit allen Vorteilen der Mojave™ Technologie machen sie ideal für die Abdeckung der meisten OP-Liegen und OP-Tische in Standardgröße.



ECOLAB MOJAVE TECHNOLOGIE



- | | |
|----------|--|
| 1 | Obere Patientenlage |
| 2 | Die Mojave-Schicht mit ihren absorptionsstarken Polymeren nimmt zuverlässig Körperflüssigkeiten auf |
| 3 | Die physische Barriere verhindert, dass Körperflüssigkeiten und andere Flüssigkeiten auf die Unterlage und den OP-Tisch gelangen |

ECOLAB EUROPE
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland

MICROTEK MEDICAL B.V.
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
The Netherlands

ECOLAB®

www.ecolab.com